

Koblenz, Januar 2012

Sehr geehrte COMPUMED M1-Anwenderin,  
sehr geehrter COMPUMED M1-Anwender,

heute erhalten Sie das

### COMPUMED M1 Update 16.1.0.1.

Bitte informieren Sie sich und das Praxispersonal **vor** der Installation dieses COMPUMED M1-Updates über dessen genaue Inhalte.

Dieses Update enthält die folgenden Änderungen:

- Formularausdruck neue Überweisung Labor 1/12 innerhalb der KBV-zertifizierten Blankoformularbedruckung (BFB): nach Installation dieses COMPUMED M1-Updates wird sofort das Format „A5 / quer“ korrekt unterstützt.
- Eingabe OPS nach 31.12.2011: Die Verwendung der zunächst bis zum 31.12.2011 begrenzten OPS-Codes ist wieder möglich.
- ICD-Hausbestand: Die hinterlegten ICD-Codes des Hausbestandes stehen Ihnen wieder in gewohnter Art und Weise zur Verfügung.
- Besondere Merkmale: nach Einspielen dieses COMPUMED M1-Updates wird eine dort hinterlegte Laborauschlussziffer automatisch auf das neue Überweisungsformular Labor 1/12 übernommen.
- Hausarztzentrierte Versorgung (HzV): hier kann es nach der Installation des COMPUMED M1-Updates 16.1.0 (für das Quartal 1/2012) in speziellen Konstellationen zu der folgenden Fehlermeldung kommen: „(...) ICD10GM2008 (...)“ – durch Installation dieses COMPUMED M1-Updates 16.1.0.1 wird dieses evtl. auftretende Problem behoben.

Mit freundlichen Grüßen



i.A. Hannes-Nils Unger

Software Integration COMPUMED M1